

MODELO | **PIPETMAN P20** | EQ467 Metal Ejector

PIPETMAN®, reconocida como el estándar de pipeteo por su confiabilidad y durabilidad comprobada, es una pipeta de desplazamiento de aire totalmente ajustable que utiliza puntas desechables. **PIPETMAN** combina exactitud, precisión y durabilidad legendarias con *fácil pipeteo y manejo*. Las pipetas **PIPETMAN** vienen en una amplia gama de volúmenes con fuerzas de pipeteo reducidas para horas de pipeteo cómodo.

Ocho modelos de un solo canal cubren un rango de volumen de 0,2 µL a 10 mL.

Actuación legendaria

Exactas y precisas, las pipetas de desplazamiento de aire **PIPETMAN**® son reconocidas como uno de los estándares mundiales.

Vienen en una amplia gama de volúmenes, incluidos modelos monocanal y multicanal, lo que le permite manejar varios tipos de muestras con confianza.

Fácil pipeteo

PIPETMAN ofrece fuerzas de pipeteo bajas mientras conserva los hábitos de pipeteo estándar. **PIPETMAN** permite horas de pipeteo cómodo y fácil.

Construido para durar y conveniente

Fabricado en **PVDF** y acero inoxidable, **PIPETMAN** ofrece una durabilidad superior. Construido para durar, es la solución económica para años de pipeteo.

Fácil de mantener

La limpieza y el mantenimiento de rutina son todo lo que se requiere para mantener **PIPETMAN** en óptimas condiciones durante años. El diseño de **PIPETMAN** permite un fácil acceso a las piezas reparables por el usuario, junto con un soporte de puntas y un expulsor totalmente esterilizables en autoclave.



PIPETMAN P20 | EQ467

MODELO | PIPETMAN P20 | EQ467
Metal Ejector

Especificaciones Técnicas

Volumen ajustable o fijo	Volumen ajustable
Tipo de pipeta	Desplazamiento de aire manual
Rango de volumen	2-20 μ L
Pipeta modelo	P20
Gama de pipetas	PIPETMAN
Número de canales	1
Tipo Ejector	Metal
Tamaño de paquete	1
Garantía	3 Años



PIPETMAN P20 | EQ467

