

**Modelo:**

## **ZX3 | Agitador de Vortex Avanzado | EQ149**

**Mezclador vórtex con velocidad ajustable, en modo táctil o continuo.**

**¡El best seller!**

### **Fiabile y universal**

- ▶ Velocidad variable, controlada electrónicamente hasta 3000 vueltas/min.
- ▶ Inicio automático en modo táctil o funcionamiento continuo.
- ▶ Amplia gama de accesorios.
- ▶ Modelo universal de voltaje / frecuencia.
- ▶ Los accesorios se ajustan con una simple presión.
- ▶ Óptima resistencia química.
- ▶ Excelente estabilidad con base de aleación de zinc.
- ▶ Base antideslizante para permanecer en la posición deseada.
- ▶ Protección IP 42 contra partículas y líquidos.
- ▶ Diseñado para durar mucho tiempo y garantizado durante 3 años.



**COD. EQ149**

## **Datos Técnicos**

<b>ESTRUCTURA:</b> Tecnopolímero y Zamak	<b>SISTEMA DE SOPORTE:</b> 4 pies antideslizantes
<b>DIÁMETRO ORBITAL:</b> 4.5 mm	<b>AJUSTE DE VELOCIDAD:</b> Analógico
<b>CONTROL DE VELOCIDAD:</b> Electrónico	<b>VELOCIDAD:</b> Hasta 3000 rpm
<b>MODO DE FUNCIONAMIENTO:</b> Touch, continuo	<b>GRADO DE PROTECCIÓN CEI EN 60529 :</b> IP 42
<b>POTENCIA:</b> 15 W.	<b>PESO:</b> 2,7 Kg
<b>DIMENSIONES (AXAXP):</b> 150x130x165 mm	