



## BALANZA ELECT DE PRECISION. 0,01 X 4200 GRS S4202

Una fusión de diseño y calidad, las balanzas de la serie S encierran toda la experiencia de los modelos de clase superior en una balanza portátil de tamaño reducido. Gracias a un software sofisticado y a una celda de carga de alto rendimiento, estas balanzas llegan a una capacidad máxima de 4200 gramos. La estructura sólida, el teclado ergonómico y las numerosas fun-

### Características principales

- Sistema de pesaje de células de carga de alta legibilidad
- Pequeña huella
- Calibración externa
- LCD con luz de fondo con contraste ajustable
- Pesaje bajo gancho
- Cubierta de protección de plástico
- Función para gramaje del papel (T219)
- **Datos técnicos**
- Desviación de span (+ 10...+ 30 °C): +/- 6ppm/°C
- Dimensiones LxWxH (mm): 190x255x80
- Fuente de alimentación 110-230Vac, 50/60Hz; salida 9V 1,2A 10VA
- Peso neto: 1,4Kg



Modelo	Máx (g)	Legibilidad [d] (g)	Plato (mm)	Repetibilidad (mg)	Linealidad (g)	Tiempo de respuesta (seg.)
--------	---------	---------------------	------------	--------------------	----------------	----------------------------

### Calibración externa

S622	620	0,01	Ø 130	0,01	± 0,02	≤ 2
S1002	1000	0,01	Ø 130	0,01	± 0,02	≤ 2
S1202	1200	0,01	Ø 130	0,01	± 0,02	≤ 2
S1502	1500	0,01	Ø 130	0,01	± 0,02	≤ 2
S2202	2200	0,01	Ø 130	0,01	± 0,03	≤ 3
S3102	3100	0,01	Ø 130	0,01	± 0,03	≤ 3
<b>S4202</b>	4200	0,01	Ø 130	0,01	± 0,04	≤ 3
S5202	5200	0,01	150X140	0,01	± 0,04	≤ 4