

**AGITADOR SHAKER INCUBADOR ORBITAL  
20 LITROS MARCA BIOBASE MADELO KANSAS  
EQ125**



### Características Generales

- Espejo de la cámara de acero inoxidable
- Sistema de control por microprocesador, pantalla LCD
- Función de memoria de parámetros con bloqueo de contraseña
- Protección de energía y reanudación automática
- Función de enclavamiento: tapa de vidrio templado y motor de sacudida
- Protección contra sobre temperatura

### Información Técnica

Modelo	BJPX-Kansas
Velocidad de rotación	20 ~ 300rpm
Precisión de velocidad de rotación	± 1rpm
Rango de vibración	D 26 mm
Máxima capacidad	50 ml * 12 o 100 ml * 9 o 250 ml * 6
Configuración estándar	100 ml * 9
Tamaño de la placa oscilante	295 * 245 mm
Rango de tiempo	0 ~ 999 horas
Rango de control de temperatura	RT + 5 ~ 60 ° C
Precisión de control de temperatura	± 0.1 ° C
Fluctuación de la temperatura	± 1 ° C
Monitor	pantalla LCD
Mecedora No.	1 pc (accesorios disponibles)
Peso neto	31kg
Capacidad	20L
Consumo	310W
Fuente de alimentación	110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz
Tamaño interno (W * D * H)	440 * 410 * 390mm
Tamaño externo (W * D * H)	560 * 560 * 580 mm

