

SCRUBBER SMS-MODELO F307C0199 VELP EQ 168



Características Generales

El sistema para la neutralización de los humos Scrubber SMS, combinado con la bomba de aspiración JP, asegura el abatimiento de los gases ácidos, limitando la cantidad de soluciones exhaustas y por lo tanto evitando la emisión de sustancias contaminantes al ambiente.

El sistema esta configurado en dos etapas:
condensación
neutralización

Información Técnica

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 190 x 300 x 500mm
Para utilizar con (equipo): Digestores DK y DKL
Material: Acero inoxidable pintado con epoxi
Peso: 6.35 kg.

