

PIPETEADOR ELECTRONICO MARCA JETBIOFIL 01EQ0020039 ISO 9001

EQ6

Peso 22,5 kilogramos

Dimensiones 58x38x50cm

Características Generales

- Los Controladores de pipeta son dispositivos auxiliares técnicos y exactos de pipetas comunes de plástico o vidrio de 1 a 50ml.
- Peso ligero e inalámbrico para un uso conveniente. Si se maneja correctamente, el dispositivo en sí no contrae ningún líquido.
- La velocidad de aspiración o dispensación de la bomba puede controlarse mediante el interruptor de velocidad de la bomba.
- Construido con materiales reciclables
- Larga vida útil y respetuosa con el medio ambiente con hasta 8 horas de energía eléctrica continua recargable.
- El filtro con membrana hidrofóbica ensamblada en ayuda puede proporcionar manejo de líquidos libre de contaminación.

Información Técnica

Peso: 22,5 kg.

Dimensiones. 58x38x50 cm

Paquete estándar que incluye:

01 controlador de pipeta

01 cargador

01 Soporte de escritorio

Manual

01 soporte de montaje en pared

02 filtros de membrana de repuesto: 0.2um y 0.45um

01 Manual de instrucciones

01 Tarjeta de garantía

01 filtro y cargador intercambiables están disponibles

EPE está acolchado en la carcasa para una protección adicional



Cat. No.	Voltage	Charger Type	Range
SPA001220	Universal	1.0~50.0mL	1
SPA003220		1.0~50.0mL	1
SPA004220		1.0~50.0mL	1

