

**PPUNTA NATURAL CON FILTRO P10 BOLSA 1000 UNID.PMT131010**  
**PL167**

**Características Generales**

JET ZEROTIP™ está fabricado con polipropileno súper transparente de alta calidad. Las superficies de las puntas se producen a través de un proceso especial. Este proceso hace que la superficie interna de la punta se vuelva súper hidrofóbica, por lo tanto, reduce significativamente la pérdida de muestra y proporciona una reproducibilidad sustancialmente mayor cuando se trabaja con medios críticos.

Disponible con 6 volúmenes de transferencia de 10µl, 20µl, 100µl, 200µl, 300µl y 1000µl  
Libre de Ácidos Nucleicos, Pirogenos / Endotoxinas, Inhibidores de PCR y Metales de Trazas  
Ideal para muestras biológicas que contienen detergentes como SDS, Tween Triton® -100 ect  
Consejos con filtro PP también están disponibles

Accesorios preferidos para la mayoría de las micropipetas de marca  
No pirogénico y DNasa / RNase-libre

Cada rack o caja está impresa con el lote No. para traceability de calidad  
Disponible en irradiación gamma esterilizada o no esterilizada.

Empaquetado en bolsas de plástico con cierre hermético económicas o en bastidores autoclavables extra rígidos.



Cat. No.	Capacity(µl)	Color	Filter	Sterile	Packaging	Qty. per bag or box/case
PMT131010	10,Long	Natural	Y	Y	Re-sealable bag	1000/10000

