

COEX EXTRACTOR FRÍO

Características Generales

Extracción Preliminar de Grasa para mejorar la precisión analítica

- El COEX es un extractor en frío para el desengrasado preliminar y eficaz de la muestra a analizar con FIWE y FIWE Advance, con el fin de obtener un bajo contenido de grasa (<1%).
- COEX utiliza el método de extracción en frío con el solvente que actúa directamente sobre la muestra.
- La bomba aspira y elimina el componente graso, lo que permite separarlo y recolectarlo por separado.
- Extracción segura sin transferencia de muestras
- Con los sistemas de extracción de fibra VELP puede estar seguro de que durante todas las fases de análisis, desde la extracción de la grasa hasta el pesaje final, la muestra siempre está contenida dentro del crisol.
- COEX asegura una rápida extracción de la grasa directamente en los crisoles de vidrio que luego se transfieren inmediatamente a FIWE y FIWE Advance, eliminando posibles errores debidos a la transferencia de la propia muestra.



Información Técnica

ESTRUCTURA. Metálica con pintura epoxi

TIPO DE EXTRACCIÓN: en frío

DESCARGA DE REACTIVO: bomba peristáltica

POTENCIA: 120 W

PESO: 19 Kg

DIMENSIONES (AXAXP): 730x300x380 mm

