

BAÑO TERMORREGULADO PREMIUM LABTECH CAPACIDAD 4 LTS MOD:LRH-WB4 ORIGEN ITALIA EQ597

Características Generales

- » Los baños de agua LabTech están especialmente diseñados para aplicaciones farmacéuticas y laboratorios analíticos.
- » analíticos. Son adecuados para el control de la temperatura de muestras, ungüentos, emulsiones
- » almacenamiento en caliente y calibración. Los baños de agua permiten controlar la temperatura de líquidos en un rango hasta 100 °C.

Ventajas

- " Alto rendimiento
- " Controlador PID con pantalla LED
- " Robustez
- " Materiales de calidad
- " Superficie y baño de acero inoxidable (sin bordes afilados para facilitar la limpieza)
- " Calentadores inoxidables resistentes a los productos químicos
- " Control preciso y estable
- " Homogeneidad óptima de la temperatura
- " Posibilidad de calibración
- " Válvula de cierre rápido
- " Perforación para la circulación activa del aire



Información Técnica

Volume (L)	4	9	12	20	26	42	58
Temperature range (°C)	Ambient ~ +100						
Temperature stability (°C)	0,15						
Ambient temperature (°C)	+5 ~ +40						
Max.heating power (kW)	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
Power Supply Voltage	230V 50/60Hz						
Innerbath (WxDxHcm)	24x13x15	30x23x15	30x23x20	50x30x15	50x30x20	62x50x15	62x50x20
Overall dimensions (WxDxHcm)	33,4x23,1x33	39,4x33,4x33	39,4x33,4x33	59,2x40,1x33	59,2x40,1x33	71,4x60,2x33	71,4x60,2x33
Ordering information	LRH-WB4	LRH-WB9	LRH-WB12	LRH-WB20	LRH-WB26	LRH-WB42	LRH-WB58

