

-40~-86° PANTALLA TÁCTIL ULT CONGELADOR DE VACUNAS DW-HL398/SA - EQ560

## Características Generales

- Pantalla táctil inteligente de alta definición de 7 pulgadas, interfaz fácil de usar, control de temperatura más preciso, con Bluetooth, WiFi y otras funciones, operación más conveniente y funciones más completas;
- Se pueden agregar múltiples cuentas de usuario para iniciar sesión y registrar registros de uso/operación;
- El sistema de control por microcomputadora de alta precisión y el sensor de resistencia de platino permiten a los usuarios establecer la temperatura en el gabinete dentro del rango de -40 a -86 °C;
- El desbloqueo de tarjeta opcional, el desbloqueo de huellas dactilares, el desbloqueo de reconocimiento facial y otras funciones están disponibles para facilitar el acceso rápido a la muestra.

### Sistema de Seguridad

- Perfecto sistema de alarma de luz y sonido: Temperatura alta y baja, falla del sensor, falla de energía, batería baja, puerta entreabierta, error de comunicación de la placa base, etc.;
- Tiene la función de auto-recuperación de alarma, que recuerda a los usuarios los problemas de alarma no resueltos del congelador muchas veces;
- Retraso en el arranque del compresor y protección del intervalo de apagado para garantizar un funcionamiento confiable;
- El controlador de pantalla táctil y el controlador de teclado están protegidos con contraseña para evitar ajustes no autorizados.



### Sistema de aislamiento

- Las puertas internas y externas están selladas con dos capas de puertas de espuma de aislamiento térmico y una serie de diseños de aislamiento térmico de sistemas de puertas externas patentados para prevenir eficazmente la pérdida de capacidad de enfriamiento;
- Los seis lados de la caja están hechos de material de aislamiento al vacío VIP de alto rendimiento, lo que mejora en gran medida el rendimiento del aislamiento.



## Información Técnica

-40~-86° PANTALLA TÁCTIL ULT CONGELADOR DE VACUNAS DW-HL398/SA - EQ560

-86 °C Refrigerador de Temperatura Ultrabaja	
Modelo	DW-HL398/DW-HL398SA
Tipo de Gabinete	Vertical
Capacidad (L)	398
Dimensión Interna (W*D*H) mm	440*696*1266
Dimensión Externa (W*D*H) mm	785*1041*1947
Tamaño del Embalaje (W*D*H) mm	890*1165*2158
NW/GW(kg)	237/314
Rendimiento	
Rango de Temperatura	-40~-86°C
Temperatura Ambiente	16~32°C
Rendimiento de Refrigeración	-86°C
Típos de clima	N
Controlador	Microprocesador
Exposición	Pantalla táctil inteligente de alta definición
Refrigeración	
Compresor	1pc
Método de enfriamiento	Enfriamiento Directo
Modo de Descongelación	Manual
Refrigerante	Composición mixta
Espesor del Aislamiento (mm)	130
Construcción	
Material Externo	Chapas de acero laminado en frío
Material Interno	Acero inoxidable
Estantería	3 (acero inoxidable)
Cerradura de puerta con llave	Sí
Cerradura exterior	Sí
Puerto de prueba de acceso	2 pcs Ø 25mm
Ruedas	4+(2 pies de nivelación)
registro de datos/tiempo/cantidad	USB/registro cada 5 minutos/10 años
Batería de Repuesto	Sí
WIFI	Sí
Alarma	
Temperatura	Temperatura Alta/Baja, Temperatura ambiente alta
Eléctrico	Falla de energía, Batería baja
Sistema	Falla del sensor, error de comunicación de la placa base, alarma de sobrecalentamiento del condensador, puerta entreabierta
Eléctrico	
Potencia (V/HZ)	230~/50
Potencia (W)	1050
Consumo de corriente (KWh/24h)	9.84
Corriente Nominal (A)	5.46
Accesorios	
Estándar	Contacto de alarma remota, RS485
Opciones	Registrador gráfico, sistema de respaldo de dióxido de carbono

