

BOMBA PERIST. VELP MOD SP3116 CODF40200006 CAUDAL 6-135 MLMIN
EQ385

Características Generales

Bomba peristáltica ideal para el trasvase de gases, líquidos, mezclas y emulsiones en diversos sectores industriales.

- Mantenimiento mínimo
- Fácil limpieza: sin contacto de líquidos y partes mecánicas
- Mangueras (2 diámetros disponibles) resisten la mayoría de los productos químicos
- Control electrónico de velocidad
- Capaz de bombear desde 10 metros de profundidad
- Recomendado para:
Transferencia de líquidos, gases, mezclas, emulsiones, etc.
Muestras y dosificación continua
Automatización de análisis

Información Técnica

- **ESTRUCTURA:**
metálica con pintura epoxi
- **MOTOR:**
Corriente continua 24 V con reductor
- **POTENCIA:**
20 W
- **ALIMENTACIÓN:**
230 V / 50 - 60 Hz
- **PESO:**
1,8 Kg
- **DIMENSIONI (AXXP):**
145x95x190 mm

