

GABINETE PARA INFLAMABLES HES-ISO 114 LTS. MODELO BKSC-30Y EQ111

Características Generales



- * Placa de acero antifuego de dos capas con 38 mm entre dos placas de acero para aislamiento.
- *Material del cuerpo principal: placa de acero de 1,0 mm pintada con resina epoxi.
- *Seguridad: Cerradura de tres varillajes. La puerta tiene dos llaves y está disponible para usar un candado que permite una gestión segura del doble cierre con dos portallaves.
- * El tanque de líquido antifugas de 50 mm de altura garantiza que no se desborde líquido.
- *Etiquetas de advertencia específicas para diferentes tipos de armarios de seguridad.
- *Instalado con salidas de aire dobles que se configuran con dispositivos anti-fuego.
- *Estantes regulables antifugas.
- *Un puerto conductor con conexión a tierra electrostática para facilitar la conexión a un cable de conexión a tierra electrostática.

Información Técnica

Modelo: BKSC-30Y

Capacidad: 30 galones (114L)

Material: Acero laminado en frío de doble capa antifuego

Estante ajustable: 1 PC

Puerta: Doble/Manual

Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm: 1090*460*1120

Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm: 1170*540*1260

Peso bruto: 101 kg

*Armario de seguridad amarillo almacena todo tipo de materiales inflamables, con punto de inflamación inferior a 45°C.

