

BAÑO TERMOREGULADO 22 LTS MARCA HES-ISO 220 VOLT SY-2L8H

EQ113

Características Generales

- Baño termorregulado adopta una nueva estructura de diseño, que podría evitar la fuga de vapor.
- Cuenta con el controlador de temperatura del tipo puntero y controlador de temperatura del tipo intelectual para la selección.
- El controlador de temperatura intelectual tiene alta luz de pantalla digital y toque el botón de funcionamiento, que es fácil de operar. Tiene una alta precisión en el control de temperatura.
- Baño interior de acero inoxidable y la tapa superior.



BAÑO TERMOREGULADO 22 LTS MARCA HES-ISO 220 VOLT SY-2L8H EQ113

Información Técnica

Modelo	SY -1L1H	SY -1L2H	SY -1L4Hz	SY -1L6H	SY -2L4H	SY -2L6H	SY -2L8H
Voltaje	220 -240V/50-60 Hz						
Poder	400	500	1000	1500	1000	1500	2000
Temperatura de Fluctuación	±0,5						
Rango de Temperatura	+5~100°C						
Sensibilidad	≤±1						
Exhibición de Error	≤±2,5						
Tamaño de la Cámara	16.8*16.8*12	32,5*16.8*12	65,3*16.8*12	94,5*16.8*12	32,5*32,5*12	48*32,5*12	63,5*32,5*12
Tamaño del Equipo (cm)	35,5*24*19	51*24*19	82*24*19	113*24*21,5	51,5*38*19	67*38*19	82,5*38*19
Tamaño de Embalaje(cm)	40,5*32*23.5	55,5*32*23.5	87*32*23.5	117*32*23.5	55*48*23.5	72*48*23.5	87*48*23.5
N.W.(Kg)	3.5	4.5	7	9	7	8	9.5
G.W.(Kg)	4	5	8	10	8	9.5	11

