

CAMPANA HES-ISO PARA PRODUCTOS QUÍMICOS MODELO FH-1200

EQ141

Características Generales

El objetivo principal de la campana extractora de humos es proteger a los operadores y el entorno del laboratorio de la exposición a aerosoles infecciosos y gases tóxicos que pueden generarse a partir de la reacción durante los experimentos. Características:

1. Velocidad de aire ajustable: 9 niveles.
2. Sistema de control por microprocesador, pantalla LED.
3. Resistente a ácidos y álcalis moderados.
4. Con función de memoria en caso de corte de energía.
5. Ventana frontal de cristal manual, regulable en altura.
6. Soplador centrífugo de PP incorporado, bajo nivel de ruido, fácil instalación.



CAMPANA HES-ISO PARA PRODUCTOS QUÍMICOS MODELO FH-1200

Información Técnica

EQ141

Modelo	FH1000(E)	FH1200(E)	FH1500(E)	FH1800(E)
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	1000*800*2515 mm	1200*800*2515 mm	1500*800*2515 mm	1800*800*2515 mm
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	790*600*870 mm	990*600*870 mm	1290*600*870 mm	1590*600*870 mm
Altura de la superficie de trabajo	900 milímetros			
Apertura máxima	750 mm			
Velocidad del aire	0,3 ~ 0,8 m/s			
Volumen de escape del sistema	570 m ³ /h	710 m ³ /h	930 m ³ /h	1140 m ³ /h
Ruido	≤68dB			
Conducto de escape	PVC, longitud estándar; 4,3 metros, Ø300 mm			
Correa para tubo	2 piezas			
Lámpara LED	20 W*1		40 W*1	
Soplador	Soplador centrífugo de PP incorporado			
Ventana delantera	Manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable.			
Fuente de alimentación	220 V ± 10 %, 60/50 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz			
Consumo	400 W	400 W	500 W	500 W



CAMPANA HES-ISO PARA PRODUCTOS QUÍMICOS MODELO FH-1200

Información Técnica

EQ141

Modelo	FH1000(E)	FH1200(E)	FH1500(E)	FH1800(E)	
Material	Exterior	Acero laminado en frío de 1,0 mm con revestimiento en polvo antibacteriano			
	Interior	Tablero laminado compacto con buena función de resistencia a ácidos y álcalis.			
	Mesa de trabajo	Resina fenólica resistente a productos químicos			
Accesorio estándar	Fregadero de agua PP Carga total de 2 enchufes estancos: 500W Gabinete de base Grifo de agua Conducto de escape de 4 metros (φ300 mm)				
Accesorio opcional	Válvula de control de flujo de suministro de aire, grifo de gas				
Peso bruto	270 kilogramos	305 kilogramos	335 kilos	365 kilos	
Paquete	Cuerpo principal	1140*940*1900mm	1340*940*1900mm	1640*940*1900mm	1940*940*1900mm
	Gabinete de base	1140*940*1050mm	1340*940*1050 mm	1640*940*1050mm	1940*940*1050mm

