

PLACA CALEFACTORA EH45A TEMPERATURA CONTROLABLE
EQ192

Características Generales

- Gran superficie de calentamiento
- Calentamiento rápido y uniforme
- Alta precisión
- Alta Resistencia a los ácidos
- Durable y operación estable
- Terminal de control separado (EG)

Información Técnica

- Superficie calefactora grafito
- Rango de temperatura: ambiente - 450°C
- Interruptor: modo de control
- Potencia de calefacción: 2800W
- Temperatura Precisión: +/- 5,0 C
- Largo x ancho x alto: 370x270x190 mm
- Peso: 20 kilos
- Fuente de alimentación: 230V, 50/60Hz

